



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ  
STERİLİZATÖR YÜK TAKİP FORMU

Doküman Kodu: DS.FR.05

Yayın Tarihi:21/01/2015

Revizyon Numarası:3

Revizyon Tarihi:28/07/2025

Sayfa No/Sayfa Sayısı:1/1

**STERİLİZATÖR YÜKLEME**


MAKİNE NO:.....

DÖNGÜ NO:.....

TARİH:.....

SAAT:.....

DÖNGÜ BARKODU:



PROGRAM :

- CERRAHİ ALET 134° 7 dakika  
 TEKSTİL 134° 7 dakika  
 KAÜÇUK 121° 20 dakika  
 PLASTİK (ISIYA HASSAS) 55° 60 dakika (Toplam Süre)

STERİLİZATÖRÜ YÜKLEYEN GÖREVLİ AD/SOYAD/İMZA:

**STERİLİZATÖR BOŞALTMA**

	OLUMLU	OLUMSUZ
NEM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
İNTEGRATÖR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GRAFİK KONTROL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

İNTEGRATÖR YAPIŞTIRINIZ

STERİLİZATÖRÜ BOŞALTAN GÖREVLİ AD/SOYAD/İMZA:

**BİYOLOJİK İNKÜBATÖR BİLGİLERİ**

**DEĞERLENDİRME**

TARİH	SAAT	KONTROL BANDI	EKEN PERSONEL	TARİH	SAAT	SONUÇ	DEĞERLENDİREN

BUHAR KÜME TESTİ

OLUMLU  OLUMSUZ

KONTROL EDEN GÖREVLİ AD/SOYAD/İMZA: