



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
PROTEZ LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

Doküman Kodu: PL.PR.01

Yayın Tarihi:27/01/2015

Revizyon Numarası:2

Revizyon Tarihi:12/05/2023

SayfaNo/SayfaSayısı:1/3

1. **AMAÇ:** Protez laboratuvarında işleyişin belirlenmesidir.
2. **KAPSAM:** Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı
3. **KISALTMALAR:**
4. **TANIMLAR:**
5. **SORUMLULAR:** Laboratuvar işleyişinden hekimler, teknisyenler, temizlik görevlileri sorumludur.
6. **FAALİYET AKIŞI:**
 - Ölçünün alınması:**
 - Hekim aldığı ölçü, kabul kriterlerini karşılıyorsa, ölçüyü dezenfekte eder, ağız kilitli plastik torba içerisine koyar.
 - Hekim, ölçünün alındığı tarih ve saati, hasta bilgilerini “**Laboratuvar Kayıt Defteri**”ne kaydeder.
 - Protezlerin karışmaması için “**Laboratuvarı Kayıt Defteri**” nin bir nüshası tanımlayıcı olarak kullanılır ve kilitli poşetin içine konulur.
 - Ölçü kabul ve red kriterleri**
 - Hasta ve hekim adı yazılı olmayan, “**Laboratuvar Kayıt Defteri**” doldurulmadan getirilen ölçüler,
 - Kaşıktan ayrılmış ölçüler,
 - Homojen renkte olmayan ölçüler,
 - Hava kabarcığı olan ölçüler,
 - Yırtılmış, hasar görmüş ölçüler laboratuvara gönderilmez.
- Hastanın bilgilendirilmesi:** Hekim randevu ve provalarla ilgili bilgiyi “**Protez Hasta Bilgi Formu**” nu doldurarak hastaya verir.
- Ölçünün laboratuvara kabulü:** Protez yapımı için kabul edilen ölçülerin laboratuvar teknisyenine teslim tarih ve saati “Laboratuvar Kayıt Defteri” nin her iki nüshasına kaydedilir.
- Modelin alınması ve dış laboratuvara transferi:**
 - Laboratuvarda ölçüyü teslim alan sorumlu teknisyen yarım saat içinde model dökmek zorundadır.
 - Hazırlanan model hekim tarafından kontrol edilir.
 - Uygun olan model, “Laboratuvarı Kayıt Defteri” nüshası ile birlikte fakültenin anlaşmalı laboratuvarına gönderilir. Gönderilme saat ve tarihi “Laboratuvar kayıt defteri”ne kaydedilir.
- **Protezin laboratuvara teslimi:**
 - Fakültede görevli teknisyen gelen protez hakkında ilgili hekimi bilgilendirir.
 - Hekim, anlaşmalı teknisyenden yapılp gelen protezlerin fakülteye geliş tarihini “Laboratuvar kayıt defteri”ne kaydeder.
 - Protez kurum tarafından önceden belirlenmiş sürelerde hastaya takılmalıdır. Protez tedavi süresi 2-6 hafta arasında değişmektedir.

HAZIRLAYAN(.../.../...)

KONTROL EDEN(.../.../...)

ONAYLAYAN(.../.../...)

Kalite Yönetim Direktörü

Dekan



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
PROTEZ LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

Doküman Kodu: PL.PR.01

Yayın Tarihi:27/01/2015

Revizyon Numarası:2

Revizyon Tarihi:12/05/2023

Sayfa No/Sayfa Sayısı:1/3

- Protezin hastaya teslim tarihi ve saati “Laboratuvar kayıt defteri “ne kaydedilir.
 - Protez teslim süreleri değerlendirilir ve gerektiğinde düzeltici /önleyici faaliyet başlatılır.
- Cihaz bakım ve kalibrasyonları:**
- Hizmet alımı yapılan laboratuvarların cihazlarının bakım ve kalibrasyon kayıtları her dönem kurum tarafından kontrol edilir. Sorumlu öğretim üyesi diş hekimi, gerekli gördüğü takdirde cihazların bakım ve kalibrasyonlarını yeniler.
 - Cihazların yılda bir kalibrasyonu yapılır. Cihazın yetkili servisi ve laboratuvar sorumlu hekimi cihazın kalibrasyonunun düzenli olarak yapılmasından sorumludur.

7.İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Akrilik Malzeme Yönetim Talimatı,

Protez Laboratuvarında Kullanılan Araç Ve Gereçlerin Temizliği, Dezenfeksiyonu Ve Sterilizasyonu Talimatı

Temizlik Prosedürü,

Genel Temizlik Planı

Atık Yönetimi Prosedürü

Dezenfeksiyon Talimatı

HAZIRLAYAN(.../.../...)

KONTROL EDEN(.../.../...)

ONAYLAYAN(.../.../...)

Kalite Yönetim Direktörü

Dekan